



**ENGLISH INTENDED USE/INDICATIONS:**  
Indicated for immobilization of the knee, range of motion control following ACL, PCL, LCL and MCL surgeries, and meniscal repairs of the lower limb.

**INTENDED USERS:**  
The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

**CONTRAINDICATIONS:**  
Not applicable.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS:**

- Carefully read user/care instructions and warnings prior to use.
- Do not remove T Scope brace unless instructed by your medical treatment professional. Do not change Range Of Motion hinge settings without supervision by a medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult with your medical treatment professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- If you experience increased pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- The hinge on this brace is designed to limit and/or control range of motion. It is not designed to stabilize your knee when you are weight-bearing or take the place of a walking aid. Follow your physician's advice regarding weight-bearing and always use a proper assistance device, such as crutches or a walker.
- Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.
- For single patient use only.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

**INITIAL APPLICATION BY A MEDICAL PROFESSIONAL ONLY!**

1. Unlock strap lock clips (A), unclip buckles (B), remove the thigh and calf foam pads.
2. Wrap and fasten the thigh and calf foam pads around the leg so that the pad openings are positioned along the front of the leg.
3. Open brace and lay flat. Position leg on top of brace with knee centered between hinges. The smaller calf pads should be towards the feet. Example: right leg.
4. Unlock friction clips (A) on the telescoping bars. Slide upper and lower telescoping bars to accommodate leg length. Lock friction clips to secure the bars. Use hinge bar indicators to verify consistent bar length.
5. Position hinge bars laterally and medially to the leg, center hinge at knee joint.
6. Loosely fasten the two straps above and below the knee. Example: right knee.
7. Loosely fasten the remaining 2 straps.
8. Pull straps tight to remove slack behind the leg. Be careful to maintain the lateral and medial positions of the hinge bars.
9. Lock strap lock clips.
10. Pull straps tight through the buckles. Be careful to maintain the lateral and medial positions of the hinge bars.
11. Secure trap ends. To shorten straps, remove the Y-tabs and fold strap to desired length and re-apply Y-tabs.

**RANGE-OF-MOTION HINGE ADJUSTMENTS:**

12. Extension limit settings may be selected between -10° (hyperextension) and 70° by pulling the tab out and sliding it to desired position.
13. Flexion limit settings may be selected between -10° and 120° (represented as last tick mark on scale).
14. The hinge may be locked by sliding the quick lock button into the locked position at any one of 5 positions: -10° (hyperextension), 0° (neutral), 10°, 20°, 30° of flexion.

**BRIDGETECH INCISION PAD APPLICATION AND ADJUSTMENTS:**

15. The Bridgetech Incision Pad can be added to the T Scope Premier to alleviate pressure around the incision site.
16. Remove the existing pad near incision site and replace with the Bridgetech Incision Pad. Make sure the incision pad is on the same side as the incision. Attach the double sided hook to the middle of the strap attached to the cuff.
17. Apply the Bridgetech Pad to the cuff, making sure the tear-away sections point away from the inside of the brace, towards the end of the cuff.
18. To bridge an incision point, remove individual tear-away sections as needed.
19. To provide additional support and pressure relief, affix the tear-away sections of the Bridgetech Incision Pad to the strap that is below the knee on either side of the riba.

**USE AND CARE:**

After initial application, the T Scope may be removed and reappplied by unclipping the buckles only.

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

Extra foam pads are available from Customer Care: (800) 321-0607.

**MATERIAL CONTENT:**  
Aluminum, Neoprene, Nylon, Polyurethane, Stainless Steel

**WARRANTY:**  
Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

**DISPOSAL:**  
Dispose of product according to local regulations.

**FRANCAIS UTILISATION/INDICATIONS :**  
Indiqué pour l'immobilisation du genou, le contrôle de l'amplitude des mouvements après les opérations du LCA, du LCP, du LLE et du LMC, et les réparations méniscales des membres inférieurs.

**UTILISATEURS VISÉS :**  
Les utilisateurs visés doivent être des professionnels agréés, le patient ou son soignant. Les utilisateurs doivent être capables de lire, de comprendre et être physiquement capables d'exécuter toutes les instructions, avertissements et précautions indiqués dans le mode d'emploi.

**CONTRA-INDICATIONS :**  
Non applicable.

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :**

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les avertissements avant utilisation.
- Ne pas retirer l'orthèse T Scope, sauf sur recommandation spécifique de votre praticien. Ne pas modifier le réglage de la mobilité articulaire sans la supervision d'un professionnel.
- Ce dispositif n'est pas destiné à prévenir ni à réduire toutes les lésions. Une rééducation appropriée et des modifications dans les activités font éssentiellement partie des éléments associés à un programme de traitement réussi. Adressage-voies pour votre praticien pour toute interrogation au sujet du niveau d'activité approprié et sur l'emplacement sans danger de ce dispositif.
- En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation de la peau ou d'autres réactions indésirables lorsque vous utilisez ce dispositif, consultez immédiatement votre praticien.
- Cette orthèse est conçue pour limiter et/ou contrôler la mobilité articulaire. Elle n'est pas destinée à stabiliser votre genou lorsque vous appuyez dessus et elle ne remplace pas un dispositif d'aide à la marche. Suivez les recommandations de votre médecin en ce qui concerne la mise en application et utilisez toujours un dispositif d'assistance à la marche correct comme des béquilles ou un déambulateur.
- La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que par un praticien habilité ou sur ordonnance de ce dernier.
- Usage réservé à un seul patient.

**MODE D'EMPLOI :**

**LA MISE EN PLACE INITIALE NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE QU' PAR UN PRATICIEN !**

1. Déverrouillez les agrafes de fixation des sangles (A), défilez les boucles (B) et retirez les coussinets de cuisse et de jambe.
2. Enroulez et fixez les coussinets en mousse pour cuisses et mollets autour de la jambe de sorte que leurs ouvertures soient positionnées le long de l'avant de la jambe.
3. Ouvrez l'orthèse et la posez à plat. Positionnez le genou sur l'orthèse, centré entre les articulations. Les petits coussinets de mollet doivent être placés du côté du pied. Exemple : jambe droite.
4. Déverrouillez les agrafes à friction (A) des barres télescopiques. Déployez les barres télescopiques supérieures et inférieures pour les adapter à la longueur de la jambe. Verrouillez les barres à friction pour fixer les barres. Utilisez les repères des barres articulées pour vérifier que leur longueur concorde.
5. Positionnez les barres articulées latéralement et médialement par rapport à la jambe, en centrant la charnière au niveau de l'articulation du genou.
6. Attachez sans serrer les sangles juste au-dessus et au-dessous du genou.
7. Attachez sans serrer les sangles à l'arrière de la jambe.
8. Tirez à fond sur les sangles de manière à supprimer le jeu derrière la jambe. Veillez à maintenir les positions latérales et médiales des barres articulées.
9. Engagez, en sautoir, les 2 derniers repaires.
10. Fermez les brides de verrouillage des sangles.
11. Fixez les sangles à fond à travers les boucles. Veillez à maintenir les positions latérales et médiales des barres articulées.
12. Tirez les sangles à fond par les boucles. Utilisez les repères des barres articulées pour vérifier la longueur constante de la barre.
13. Collez les bandes de fixation articulaire latérale et ventrale à la jambe, et centre la bisagra en l'articulation de la cheville.
14. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
15. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
16. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
17. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
18. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
19. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
20. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
21. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
22. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
23. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
24. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
25. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
26. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
27. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
28. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
29. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
30. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
31. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
32. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
33. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
34. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
35. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
36. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
37. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
38. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
39. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
40. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
41. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
42. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
43. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
44. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
45. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
46. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
47. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
48. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
49. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
50. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
51. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
52. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
53. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
54. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
55. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
56. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
57. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
58. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
59. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
60. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
61. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
62. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
63. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
64. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
65. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
66. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
67. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
68. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
69. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
70. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
71. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
72. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
73. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
74. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
75. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
76. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
77. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
78. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
79. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
80. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
81. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
82. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
83. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
84. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
85. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
86. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
87. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
88. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
89. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
90. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
91. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
92. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
93. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
94. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
95. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
96. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
97. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
98. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
99. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
100. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
101. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
102. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
103. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
104. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
105. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
106. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
107. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
108. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
109. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
110. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
111. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
112. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
113. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
114. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
115. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
116. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
117. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
118. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
119. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
120. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
121. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
122. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
123. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
124. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
125. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
126. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
127. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
128. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
129. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
130. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
131. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
132. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
133. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
134. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
135. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
136. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
137. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
138. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
139. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
140. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
141. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
142. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
143. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
144. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
145. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
146. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
147. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
148. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
149. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
150. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
151. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
152. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
153. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
154. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
155. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
156. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
157. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
158. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
159. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
160. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
161. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
162. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
163. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
164. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
165. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
166. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
167. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
168. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
169. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
170. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
171. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
172. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
173. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
174. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
175. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
176. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
177. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
178. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
179. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
180. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
181. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
182. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
183. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
184. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
185. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
186. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
187. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
188. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
189. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
190. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
191. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
192. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
193. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
194. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
195. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
196. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
197. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
198. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
199. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
200. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
201. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
202. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
203. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
204. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
205. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
206. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
207. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
208. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
209. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
210. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
211. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
212. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
213. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
214. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
215. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
216. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
217. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
218. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
219. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
220. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
221. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
222. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
223. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
224. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
225. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
226. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
227. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
228. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
229. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
230. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
231. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
232. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
233. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
234. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.
235. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'avant de la jambe. Exemple : jambe droite.
236. Réglez les limites de flexion en tirant le levier à l'arrière de la jambe. Exemple : jambe droite.

