


1



Open the ankle stirrup so inner liner is facing upward.

Abra el estribo ortopédico de forma que el revestimiento interior quede hacia arriba.

Ouvrir l'étrier de cheville de sorte que la doublure intérieure soit orientée vers le haut.

2



Position the heel evenly on the center pad.

Coloque el talón de manera uniforme sobre la almohadilla central.

Placer le talon uniformément sur le coussinet central.

3




Center side shells along ankle and leg.

Centre los protectores laterales a lo largo del tobillo y la pierna.

Centrer les coques latérales le long de la cheville et de la jambe.

4




Apply pressure to sides of foam liner for even flow of pressure.

Aplique presión a los lados del revestimiento de espuma para un flujo uniforme de presión.

Appliquer une pression sur les côtés de la doublure en mousse pour un débit régulier de pression.

5



Adjust vertical side straps and secure to sides of the stirrup.

Ajuste las correas laterales verticales y asegúrelas a los lados del estribo.

Ajuster les sangles latérales verticales et fixer sur les côtés de l'étrier.



Ankle Stirrup & Ankle Stirrup Plus Instructions for Use

Estribo ortopédico y Estribo ortopédico Plus Instrucciones de Uso Étrier de cheville et étrier de cheville plus Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2382 Faraday Avenue, Suite 300
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com

CE
EC REP
E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Outer shell can be wiped with mild soap and water. Fasten hook and loop straps. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.




LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

El protector externo se puede limpiar con agua y jabón suave. Sujete las correas de velcro. Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

La coque extérieure peut être essuyée avec un savon doux et de l'eau. Attachez les crochets aux boucles de sangle. Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.



If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.