

1



Remove the liner from the boot by first unfastening all straps. Apply liner to the patient with the ankle at a 90-degree angle and the foot flat on the floor by wrapping the foot and ankle with the liner and fastening the hook & loop. **Note:** If additional padding is necessary to cover a sensitive area or for a more secure fit, you may use the provided spacer pads.

Quite el revestimiento de la bota aflojando primero todas las correas. Aplique el revestimiento con el tobillo del paciente en un ángulo de 90 grados y el pie en el piso, envuelva el pie y el tobillo con el revestimiento y fije el gancho y el sujetador. **Nota:** si se necesita más relleno para cubrir una zona sensible o para obtener una T más segura, usted puede usar los espaciadores incluidos.

Retirez la doublure de la botte en commençant par en détacher les sangles. Faites enfiler la doublure au patient, en veillant à garder son talon à un angle de 90 degrés et en gardant son pied à plat contre le plancher, pour ensuite refermer la fermeture à Velcro. **Note:** si vous avez besoin de plus de rembourrage pour couvrir une zone sensible ou pour resserrer votre botte, il vous est possible d'utiliser le rembourrage d'espacement fourni avec la botte.

2



Pull the uprights apart and slide the leg into the walker frame. Take care to position the ankle at a 90-degree angle and the uprights centered along the medial and lateral sides of the lower leg. Once the lower leg is in position, pull off the felt strip covering the inside of the uprights.

Separe los montantes y deslice la pierna en el andador. Tenga cuidado de colocar el tobillo en un ángulo de 90 grados y de colocar los montantes a lo largo del centro y el lado de la parte inferior de la pierna. Una vez que la parte inferior de la pierna esté en posición, retire la tira de fieltro que cubre el interior de los montantes.

Retirez les mâts de la botte et glissez la jambe dans celle-ci. Prenez soin à ce que la position du talon soit à un angle de 90 degrés et que les mâts soient centrés sur le centre et les côtés du mollet. Une fois le mollet en position, retirez la bande de feutre couvrant l'intérieur des mâts.

3



Starting with either the proximal or distal strap, fasten all straps so that they are snug and the patient feels secure in the walker.

Comenzando con la correa proximal o la distal, apriete todas las correas de modo que estén bien ajustadas y el paciente se sienta seguro en el andador.

En commençant avec la sangle distale ou proximale, attachez toutes les sangles de façon à ce qu'elles soient bien serrées et que le patient sente que la botte est bien en place.

4



After applying the walker, locate the blue pump bulb (IF AIR VERSION) and release valve on the top strap of the fracture walker liner.

Después de colocar el andador, localice la ampollita de la bomba azul (si tiene la versión de aire) y la válvula de liberación en la correa superior del revestimiento del andador.

Après avoir installé la botte, trouvez la pompe à main de couleur bleue (SI VERSION À GONFLEMENT D'AIR) et ouvrez la valve se située sur le dessus de la doublure de la botte.

5



After locating the pump, squeeze repeatedly to fill the internal air bladder. The air bladder should be filled according to the patient's comfort level. If the liner becomes too full or if there is a need to deflate the liner, simply open the release valve lid and press the release valve. To re-inflate, repeat Step 4.

Después de localizar la bomba, apriete repetidamente para llenar la vejiga interna de aire. La vejiga de aire debe llenarse teniendo en cuenta la comodidad del paciente. Si el revestimiento se llena demasiado o si se necesita desinflarlo, simplemente abra la tapa y presione la válvula de liberación. Para volver a inflar, repita el paso 4.

Après avoir trouvé la pompe, pressez-la à répétition de façon à remplir le réservoir d'air. Le réservoir devrait être rempli jusqu'à ce que le patient se trouve confortable dans la botte. Si la doublure est trop gonflée ou si vous devez la dégonfler, il suffit d'ouvrir le bouchon de la valve et d'appuyer sur celle-ci. Pour la remplir de nouveau, répétez l'étape 4.



## Integrity Walker Boot Instructions for Use

### Andador Integrity® Fracture Instrucciones de Uso

### Botte orthopédique de marque Integrity® Mode d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
[www.breg.com](http://www.breg.com)



## WARNINGS



**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.



## ADVERTENCIAS



**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.



## ADVERTISSEMENTS



**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.


## CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



## LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

