



**1**

Unfasten hook and loop closure.

Desabroche el cierre de velcro.


Détachez la fermeture à crochet et anneau.

**2**

Position Clavicle Brace such that the center of the brace is centered on the patient's back. The D-rings should rest furthest from the patient's neck.

Coloque el Inmovilizador de Clavícula de manera que el centro de la abrazadera esté centrado en la espalda del paciente. Los anillos en D deberían descansar alejados del cuello del paciente.


Placez l'attelle de clavicule pour que le milieu de l'attelle soit au centre du dos du patient. Les anneaux en « D » doivent être situés le plus loin du cou du patient.

**3**

Position straps around the top of the patient's shoulders and wrap under the arm pits. Thread the side straps through the D-rings.

Colocar las tiras alrededor de la parte superior de los hombros del paciente y envolver en las axilas. Pase las correas laterales a través de los anillos en D.


Placez les sangles autour du haut des épaules du patient et enroulez-les sous les aisselles. Glissez les sangles de côté dans les anneaux en « D ».

**4**

Tighten the straps, to pull the shoulders back, and fasten the hook tabs on the ends of the straps to the brace.

Apriete las correas, para tirar de los hombros hacia atrás, y sujete el velcro en los extremos de las correas a la abrazadera.

Serrez les sangles pour tirer les épaules vers l'arrière, puis fixez les crochets aux bouts des sangles à l'attelle.

**5**

The D-ring attachment site can be repositioned on the center strap for additional support and comfort.

El accesorio del anillo en D puede colocarse en el centro de la correa para brindar apoyo adicional y comodidad.

La position d'attache des anneaux en « D » peut être changée pour améliorer le confort et le support.



## Clavicle Support Instructions for Use

### Inmovilizador de Clavícula Instrucciones de Uso Support de clavicule Mode d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
www.breg.com



## WARNINGS



**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.



## ADVERTENCIAS



**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.



## ADVERTISSEMENTS



**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.


## CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Fasten hook and loop straps. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



## LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Sujete las correas de velcro. Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Attachez les crochets aux boucles de sangle. Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

