

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

- WARNING:** Remove before walking. Walking while wearing the Dorsal Night Splint could result in slipping and falling.
- WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- WARNING:** If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your medical professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.
- CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

- ADVERTENCIA:** Retírela antes de caminar. Caminar mientras lleva puesta la férula dorsal nocturna podría provocar resbalones y caídas.
- ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- ADVERTENCIA:** Si usted experimenta o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- ADVERTENCIA:** Este dispositivo no previene ni reduce todas las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte a su profesional médico sobre el nivel de actividad seguro y apropiado mientras usa este dispositivo.
- PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.
- PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

- AVERTISSEMENT :** Retirer avant de marcher. Risques de trébucher et de tomber en marchant avec l'attelle.
- AVERTISSEMENT :** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.
- AVERTISSEMENT :** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
- AVERTISSEMENT :** Cette attelle n'empêche pas et ne guérit pas toutes les blessures. Une réadaptation appropriée et la modification des activités sont également une partie essentielle d'un programme de soins efficaces et sûrs. Veuillez consulter votre médecin pour connaître l'intensité d'activité sécuritaire et appropriée lorsque vous portez cette attelle.
- MISE EN GARDE :** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.
- MISE EN GARDE :** À utiliser pour un seul patient.



# Adjustable Night Splint Instructions for Use

Férula nocturna ajustable  
Instrucciones de uso

Attelle de nuit ajustable  
Instructions d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
www.breg.com  
© 2019 Breg, Inc. All rights reserved.

1



Remove the Dorsal Night Splint from bag and open hook closures.

Retire férula dorsal nocturna de la bolsa y abra los cierres de velcro.

Retirer l'attelle du sac et ouvrir les attaches.

2



Slide foot and heel into elastic piece and tighten the ankle straps and the toe straps. Readjust if necessary for comfort.

Deslice el pie y el talón en la pieza elástica y apriete las correas del tobillo y las correas del dedo del pie. Realice los ajustes necesarios para una mayor comodidad.

Glisser le pied et le talon dans la pièce élastique et serrer les sangles se trouvant au niveau de la cheville ainsi que des orteils.

3



Wrap the calf strap around the calf, and adjust for comfort if necessary.

Enrolle la correa de la pantorrilla alrededor de la pantorrilla y ajústela para mayor comodidad si es necesario.

Enroulez la sangle de mollet autour du mollet. Ajustez-la au besoin pour maintenir le confort.

**CARE & WASHING INSTRUCTIONS**

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



**LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO**

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



**INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE**

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

