



ENGLISH

INTENDED USE/INDICATIONS:

Prophylactic Support of foot and ankle during full activity.

INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

⚠️ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your medical professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- Follow application and care process described in instructions.
- For single patient use only.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. The Lace-Up Ankle Brace is designed to be worn over an athletic sock. Position heel in the hole at the rear and bottom of the brace. Lace the ankle brace and tie snugly.
2. Wrap the inside (medial) strap across the top of the foot. Continue by wrapping the strap under the foot and heel. Secure the strap to the inside of the ankle. Pull strap tight to ensure proper performance.
3. Wrap the outside (lateral) strap across the top of the foot. Continue by wrapping the strap under the foot and heel. Secure the strap to the outside of the ankle.

USE AND CARE:

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

MATERIAL CONTENT:

Cotton, Nylon, Polyester, Polyethylene, Steel

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

FRANÇAIS

UTILISATION/INDICATIONS :

Soutien prophylactique du pied et de la cheville durant toute l'activité.

UTILISATEURS VISÉS :

L'utilisateur visé doit être un professionnel agréé, le patient ou un soignant. L'utilisateur doit pouvoir lire, comprendre et être physiquement capable de suivre toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans les informations d'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

Sans objet.

⚠️ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.
- En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
- Cette attelle n'empêche pas et ne guérit pas toutes les blessures. Une réadaptation appropriée et la modification des activités sont également une partie essentielle d'un programme de soins efficaces et sûrs. Veuillez consulter votre médecin pour connaître l'intensité d'activité sécuritaire et appropriée lorsque vous portez cette attelle.
- Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.
- À utiliser pour un seul patient.

MODE D'EMPLOI :

1. L'orthèse de cheville à lacet est conçue pour être portée sur une chaussette de sport. Positionner le talon dans le trou à l'arrière et au bas de l'orthèse. Lacer l'orthèse de cheville et attacher confortablement.
2. Enrouler la sangle intérieure (médiatérale) par-dessus le pied. Continuer en enroulant la sangle sous le pied et le talon. Fixer la sangle à l'intérieur de la cheville. Serrer la sangle fermement pour assurer une bonne performance.
3. Enrouler la sangle extérieure (latérale) par-dessus le pied. Continuer en enroulant la sangle sous le pied et le talon. Fixer la sangle à l'extérieur de la cheville.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

Lavez à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincez soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

MATÉRIAUX :

Coton, nylon, polyester, polyéthylène, acier.

GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter www.breg.com

MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut en conformité avec les règles locales.

ESPAÑOL

USO INDICADO/INDICACIONES:

Soporte profiláctico para el pie y el tobillo durante la actividad plena.

USUARIOS PREVISTOS:

Este producto está indicado para aquellos profesionales autorizados, pacientes o cuidadores de pacientes. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones detalladas en las instrucciones de uso, además de contar con la capacidad física para seguirlos.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- Si usted experimenta o le aumenta el dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- Este dispositivo no previene ni reduce todas las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte a su profesional médico sobre el nivel de actividad seguro y apropiado mientras usa este dispositivo.
- Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.
- Para uso en un solo paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. La tobillera de amarre está diseñada para ser usada sobre un calcetín deportivo. Posicione el talón en el orificio de la parte posterior e inferior de la tobillera. Coloque los cordones de la tobillera y ate firmemente.
2. Envuelva la correa interior (medial) sobre la parte superior del pie. Continúe envolviendo la correa por debajo del pie y el talón. Asegure la correa al interior del tobillo. Apriete la correa para asegurarse de su uso apropiado.
3. Envuelva la correa exterior (lateral) sobre la parte superior del pie. Continúe envolviendo la correa por debajo del pie y el talón. Asegure la correa al exterior del tobillo.

USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

MATERIALES:

Algodón, nylon, poliéster, polietileno y acero.

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna declaración verbal o factual del vendedor constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

AW-1.03647 Rev B 05/25
 www.breg.com
 © 2025 Breg, Inc. All rights reserved.
 Local: +1-760-795-5440
 Toll Free Tel: 1-800-321-0607
 Carlsbad, CA 92008 USA
 2382 Fordroy Avenue, Suite 300



www.breg.com/facelpunkle



Lace-Up Ankle Brace

Orthèse de cheville à lacet
 Tobillera de amarre

NOTICE TO USERS: If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

AVIS AUX UTILISATEURS : Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.

AVISO PARA LOS USUARIOS: Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

