

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your medical professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no previene ni reduce todas las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte a su profesional médico sobre el nivel de actividad seguro y apropiado mientras usa este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

AVERTISSEMENT : En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

AVERTISSEMENT : Cette attelle n'empêche pas et ne guérit pas toutes les blessures. Une réadaptation appropriée et la modification des activités sont également une partie essentielle d'un programme de soins efficaces et sûrs. Veuillez consulter votre médecin pour connaître l'intensité d'activité sécuritaire et appropriée lorsque vous portez cette attelle.

MISE EN GARDE : Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE : À utiliser pour un seul patient.



Lace-Up Ankle Brace Instructions for Use

Tobillera de amarre
Instrucciones de uso

Orthèse de cheville à lacet
Instructions d'utilisation


Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com
© 2019 Breg, Inc. All rights reserved.

1

The Lace-Up Ankle Brace is designed to be worn over an athletic sock. Position heel in the hole at the rear and bottom of the brace. Lace the ankle brace and tie snugly.

La tobillera de amarre está diseñada para ser usada sobre un calcetín deportivo. Posicione el talón en el orificio de la parte posterior e inferior de la tobillera. Coloque los cordones de la tobillera y ate firmemente.


L'orthèse de cheville à lacet est conçue pour être portée sur une chaussette de sport. Positionner le talon dans le trou à l'arrière et au bas de l'orthèse. Lacer l'orthèse de cheville et attacher confortablement.

2

Wrap the inside (medial) strap across the top of the foot. Continue by wrapping the strap under the foot and heel. Secure the strap to the inside of the ankle. Pull strap tight to ensure proper performance.

Envuelva la correa interior (medial) sobre la parte superior del pie. Continúe envolviendo la correa por debajo del pie y el talón. Asegure la correa al interior del tobillo. Apriete la correa para asegurarse de su uso apropiado.

Enrouler la sangle intérieure (médiale) par-dessus le pied. Continuer en enroulant la sangle sous le pied et le talon. Fixer la sangle à l'intérieur de la cheville. Serrer la sangle fermement pour assurer une bonne performance.

3

Wrap the outside (lateral) strap across the top of the foot. Continue by wrapping the strap under the foot and heel. Secure the strap to the outside of the ankle.

Envuelva la correa exterior (lateral) sobre la parte superior del pie. Continúe envolviendo la correa por debajo del pie y el talón. Asegure la correa al exterior del tobillo.

Enrouler la sangle extérieure (latérale) par-dessus le pied. Continuer en enroulant la sangle sous le pied et le talon. Fixer la sangle à l'extérieur de la cheville.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

