

1



Loosen laces, and slide foot into the brace. Position heel in the hole at the rear and bottom of the brace. Lace the ankle brace, and tie snugly.

Afloje los cordones y deslice el pie en la tobillera. Posicione el talón en el orificio de la parte posterior e inferior de la tobillera. Coloque los cordones de la tobillera y ate firmemente.

Desserrez les lacets et glissez le pied dans l'attelle. Positionnez le talon à l'arrière et au bas de l'attelle. Lacey l'attelle à cheville et attachez-la confortablement.

2




When the brace feels comfortable, wrap the elastic top strap over laces, and secure. Re-adjust if necessary.


Cuando la tobillera se sienta cómoda, envuelva la correa superior elástica sobre los cordones y fíjela. Vuelva a ajustar si es necesario.

Une fois que l'attelle est confortable, enroulez la courroie élastique du haut par-dessus les lacets, puis attachez-la. Réajustez au besoin.


3



Eversion control
Control de la eversión
Contrôle de l'éversion



Reversible Y-Tab
Pestaña en Y reversible
Languette réversible en Y



Inversion control
Control de la inversión
Contrôle de l'inversion

Right foot shown:

For additional **eversion control**, wrap strap from the bottom of the brace around the **medial side** of the foot, and secure around the top of the ankle. For additional **inversion control**, wrap strap from the bottom of the brace around the **lateral side** of the foot, and secure around the top of the ankle. Adjust the **Reversal Y-Tab** at the end of the long strap if needed.

Se muestra el pie derecho:

Para obtener control adicional de la eversión, envuelva la correa desde la parte inferior de la tobillera alrededor del lado medial del pie y fíjela alrededor de la parte superior del tobillo. Para obtener control adicional de la inversión, envuelva la correa desde la parte inferior de la tobillera alrededor del lado lateral del pie y fíjela alrededor de la parte superior del tobillo. Ajuste la pestaña en Y reversible en el extremo de la correa larga si es necesario.

Pied droit illustré :

Pour un meilleur contrôle de l'éversion, enroulez la courroie du dessous de l'attelle autour de la partie médiane du pied et attachez-la autour du haut de la cheville. Pour un meilleur contrôle de l'inversion, enroulez la courroie du dessous de l'attelle autour de la partie latérale du pied et attachez-la autour du haut de la cheville. Ajustez la languette réversible en Y à l'extrémité de la longue courroie si nécessaire.



VersaStrap Ankle Brace Instructions for Use

Example illustrates right foot brace application

Tobillera VersaStrap Instrucciones de Uso

El ejemplo muestra el uso de la órtesis en la mano izquierda.

Attelle à cheville VersaStrap Mode d'utilisation

L'exemple illustre l'installation de l'appareil orthopédique sur le bras gauche.

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

