

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras está usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.



# Soft Hinged Knee Front Closure Instructions for Use

## Rodilla articulada suave Cierre frontal Instrucciones de uso

## Genouillère souple Fermeture avant Mode d'utilisation



2382 Faraday Avenue, Suite 300  
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.  
Toll Free Tel: 1-800-321-0607  
Local: +1-760-795-5440  
Fax: +1-760-795-5295  
www.breg.com


©2023 Breg, Inc. All rights reserved.



E/U authorized representative  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany



1



### 1. Loosen All Straps

Loosen all straps to their maximum circumference to open the brace.

### 1. Aflojar todas las correas

Aflojar todas las correas hasta el máximo de su circunferencia para abrir el aparato ortopédico.

### 1. Desserrez toutes les sangles

Desserrez toutes les sangles à leur circonférence maximale pour ouvrir l'orthèse.

### NOTICE TO USERS

If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

### AVISO PARA LOS USUARIOS

Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

### AVIS AUX UTILISATEURS

Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.

Material: Neoprene or AirMesh®

### CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



Material: neopreno o AirMesh®

### LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.




Matériau : néoprène ou AirMesh®

### INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.



2



### 2. Apply Sleeve

Wrap the sleeve around the leg so that the hinges line up with the center of the knee. Secure the sleeve with the hook and loop fastener. If necessary, reposition the sleeve for an even fit. The front hole should be positioned over the knee cap.


### 2. Colocar la rodillera

Envolver la pierna con la rodillera de modo que las bisagras queden alineadas con el centro de la rodilla. Sujetar la rodillera con el cierre de gancho y bucle. Si es necesario, volver a posicionar la rodillera para un calce parejo. El agujero frontal debería quedar posicionado sobre la rótula.

### 2. Posez le manchon

Enroulez le manchon autour de la jambe de sorte que les charnières soient alignées au centre du genou. Attachez le manchon avec le dispositif d'attachement à crochet et à boucle. Si nécessaire, repositionnez le manchon pour un ajustement uniforme. Le trou antérieur doit être placé au-dessus de la rotule.

3



### 3. Secure Lower Strap

Wrap lower strap around the brace, then loop strap through D-ring. Pull strap back to tighten and press tab end to secure.


### 3. Sujetar la correa inferior

Enrollar la correa inferior alrededor del aparato ortopédico; a continuación, abrochar la correa a través del anillo en forma de D. Jalar de la correa para ajustar y empujar el extremo de la lengüeta para sujetar.

### 3. Attachez la sangle inférieure

Enroulez la sangle inférieure autour de l'orthèse, puis faites une boucle avec la sangle en la passant par l'anneau en D. Tirez la sangle vers l'arrière pour la serrer et appuyez sur l'extrémité de la languette pour l'attacher.

4



### 4. Secure Upper Strap

Wrap upper strap around the brace, then loop strap through D-ring. Pull strap back to tighten and press tab end to secure.

### 4. Sujetar la correa superior

Enrollar la correa superior alrededor del aparato ortopédico; a continuación, abrochar la correa a través del anillo en forma de D. Jalar de la correa para ajustar y empujar el extremo de la lengüeta para sujetar.

### 4. Attachez la sangle supérieure

Enroulez la sangle supérieure autour de l'orthèse, puis faites une boucle avec la sangle en la passant par l'anneau en D. Tirez la sangle vers l'arrière pour la serrer et appuyez sur l'extrémité de la languette pour l'attacher.