

ENGLISH

INDICATIONS FOR USE:

Breg's Polar Care® is intended for application of external cold therapy for temporary reduction of pain, swelling, and/or inflammation resulting from injury or surgery.

INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Non-sterile. Do not use directly over breached skin.
- For single patient use only.
- Do not attempt to sterilize this device by any means.
- Do not puncture the pad.
- Carefully read use instructions and warnings provided with Polar Pad and associated Polar Care device.
- Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.
- Follow the licensing health care practitioner's protocol regarding method, frequency and duration of administration.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 1.** Peel and stick the squares of hook and loop to the smooth side of a Polar Pad (evenly spaced).
- 2.** Attach the Polar Pad to the inside of the Polar Wrap. Position the pad to cover the traumatized area of the body when the wrap is applied to the patient.
- 3.** Secure the wrap with the pad to the patient.
- 4.** Trim the wrap to fit if needed.

USE AND CARE:

- Hang the pad upside down to drain excess water into drain or sink.
- Hand wash the outside of the pad as needed with a soft cloth, mild soap and 30°C (86°F) water. Rinse thoroughly.
- Wipe dry before storing.
- DO NOT machine wash or tumble dry.

MATERIAL CONTENT:

Nylon, Polyurethane

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

FRANÇAIS

INDICATIONS D'EMPLOI :

La gamme Polar Care® de Breg est destinée à la thérapie par le froid externe pour la réduction temporaire de la douleur, du gonflement et/ou de l'inflammation résultant d'une lésion ou d'une intervention chirurgicale.

UTILISATEURS VISÉS :

Les utilisateurs visés doivent être des professionnels agréés, le patient ou son soignant. Les utilisateurs doivent être capables de lire, de comprendre et être physiquement en mesure de suivre l'ensemble des instructions, avertissements et précautions indiqués dans le mode d'emploi.

CONTRE-INDICATIONS :

Sans objet.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Non stérile. N'appliquez pas le dispositif directement sur une écorchure.
- Usage réservé à un seul patient.
- N'essayez jamais de stériliser ce dispositif, quelle que soit la méthode utilisée.
- Ne perforez jamais le coussinet.
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation et avertissements fournis avec votre Polar Pad et le dispositif Polar Care associé.
- La loi fédérale limite ce dispositif à la vente par ou sur ordonnance d'un professionnel de la santé agréé.
- Suivez le protocole établi par votre praticien de santé agréé concernant la méthode, la fréquence et la durée d'utilisation.

MODE D'EMPLOI :

- 1.** Décollez et appliquez les carrés autoagrippants sur le côté lisse du Polar Pad (avec un espacement régulier).
- 2.** Fixez le Polar Pad à l'intérieur du Polar Wrap. Positionnez le coussinet de sorte qu'il recouvre la zone atteinte du corps lorsque le bandage est appliqué sur le patient.
- 3.** Fixez le bandage avec le coussinet sur le patient.
- 4.** Si besoin, coupez le bandage pour un placement plus précis.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Accrocher le coussinet à l'envers pour évacuer l'excédent d'eau dans l'évier ou le lavabo.
- Laver l'extérieur du coussinet à la main si nécessaire avec un chiffon doux, du savon doux et de l'eau à 30 °C (86 °F). Rincer soigneusement.
- Essuyer le dispositif afin de le sécher avant de le ranger.
- NE PAS laver à la machine, ni mettre au sèche-linge.

MATÉRIAUX :

Nylon, polyuréthane

GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériau. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, n'est accordée, et aucune déclaration du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Consulter le site www.breg.com

MISE AU REBUT :

Ce produit doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

ESPAÑOL

INDICACIONES DE USO:

Polar Care® de Breg está indicado para aplicar crioterapia externa para la reducción provisional de manifestaciones de dolor, hinchazón o inflamación resultantes de lesiones u operaciones quirúrgicas.

USUARIOS PREVISTOS:

Este dispositivo está destinado a ser utilizado por un profesional sanitario autorizado, el paciente o su cuidador/a. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones incluidas en la información de uso, así como tener capacidad física para seguir las indicaciones correctamente.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- No-estéril. No la use directamente en piel abierta.
- Solamente para uso único en un paciente.
- No intente esterilizar este aparato bajo ningún concepto.
- No perfore la almohadilla.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y las advertencias proporcionadas con la almohadilla polar y el dispositivo asociado Polar Care.
- La legislación federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo por parte o por prescripción de un médico autorizado.
- Siga el protocolo del médico autorizado con relación al método, la frecuencia y la duración de la administración.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.** Despegue y pegue los cuadrados de gancho y bucle en la parte lisa de la almohadilla polar. Procure pegarlos a igual distancia unos de otros.
- 2.** Ate la Almohadilla polar al interior de la Envoltura polar. Coloque la almohadilla para cubrir el área afectada cuando se coloque sobre el paciente.
- 3.** Ajuste la envoltura con la almohadilla al paciente.
- 4.** Recorte la envoltura si es necesario.

USO Y CUIDADOS:

- Cuelgue la almohadilla del revés en el desagüe o el fregadero para que se drene el exceso de agua.
- Lave a mano la parte exterior de la almohadilla con un paño suave, jabón suave y agua a 30 °C (86 °F), según sea necesario. Enjuáguela a fondo.
- Séquela antes de guardarla.
- NO la lave a máquina ni use una secadora.

MATERIALES:

Nailon y poliuretano

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

AW-1.05110 Rev E 09/25

Polar Care is a registered trademark of Breg, Inc.

© 2025 Breg, Inc. All rights reserved.

www.breg.com

Fax: +1-760-795-5295

Local: +1-760-795-5440

Toll Free Tel: 1-800-321-0607

Carlsbad, CA 92008 USA

2382 Fordroy Avenue, Suite 300



breg.com/polarwraps



Polar Wrap - Back Pads

Envoltorio polar: almohadillas de la espalda

Polar Wrap - Back Pads

