



ENGLISH

INDICATIONS FOR USE:

PodusGuard is intended to assist in the prevention and treatment of lower extremity conditions related to immobility or trauma, including pressure ulcers and ankle or foot contractures. It maintains the foot and ankle in a neutral position, offloads pressure from the heel, and supports proper limb alignment.

INTENDED USERS:

Intended user should be a licensed professional, the patient or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

⚠️ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- For single-patient use only. Do not reuse for multiple patients. Cross-contamination may occur if shared.
- Do not use this device if it was damaged.
- Do not modify the device or use the device other than as intended. Any unauthorized modifications, part substitutions, or reassembly may result in device failure or injury.
- Do not use over open wounds.
- Remove after prolonged wear to inspect skin integrity and monitor for signs of pressure injury.
- The frequency and duration of use should be determined by a healthcare professional.
- If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, discontinue use and consult your medical professional immediately.
- Do not use while showering or bathing.
- Clean product according to the provided washing instructions.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Open the straps and place the patient's foot into the boot
- Wrap the forefoot strap first (A), then the ankle strap (B), and finally the calf strap (C). Trim the remaining hook if needed.

ADJUST THE TOE EXTENSION:

- Remove the bottom sole, remove the toe extension by twisting the thumb-screw counter-clockwise using your fingers or a coin. Adjust the toe piece to the desired position and apply thumb-screw and tighten.

POSITION THE ANTI-ROTATION BAR:

- Loosen knob on the posterior side and position the anti-rotational bar as needed. Tighten the knob to secure the anti-rotation bar in the new position.

SOLE ATTACHMENT:

- Attach the sole by placing it on the bottom of the boot. The boot is used for limited ambulation. Remove the sole when the patient is in bed to prevent cross-contamination.

USE AND CARE:

Hand wash the liner in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Air dry only. Do not machine wash or tumble dry. Wipe the plastic shell with a damp cloth.

MATERIAL CONTENT:

Polyketone, PU Foam, Polyester/Acrylic Fiber, Polyester Fabric, Nylon, Polyester/Spandex Elastic, ABS, EVA, Steel, Brass

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

FRANÇAIS

INDICATIONS D'EMPLOI:

Destiné à aider à la prévention et au traitement des affections des membres inférieurs liées à l'immobilité ou aux traumatismes, y compris les escarres et les contractures de la cheville ou du pied. Il maintient le pied et la cheville dans une position neutre, soulage la pression du talon et favorise un bon alignement des membres.

UTILISATEURS VISÉS:

L'utilisateur visé doit être un professionnel agréé, le patient ou le soignant du patient. L'utilisateur doit pouvoir lire, comprendre et être physiquement capable de suivre toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans les informations d'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS:

Non applicable.

⚠️ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

- Réservé à un seul patient. Ne réutilisez pas pour plusieurs patients. Une contamination croisée peut se produire en cas de partage.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé.
- Ne modifiez pas l'appareil et ne l'utilisez pas autrement que prévu. Toute modification non autorisée, substitution de pièces ou réassemblage peut entraîner une défaillance de l'appareil ou des blessures.
- N'utilisez pas sur des plaies ouvertes.
- Retirez après un port prolongé afin d'examiner l'intégrité de la peau et de surveiller les signes de lésions dues à la pression.
- Un professionnel de la santé doit déterminer la fréquence et la durée d'utilisation.
- Si vous ressentez une douleur, un gonflement, des changements de sensation ou des réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez immédiatement votre professionnel de santé.
- Ne l'utilisez pas pendant la douche ou le bain.
- Nettoyez le produit selon les instructions de lavage fournies.

MODE D'EMPLOI:

- Ouvrez les sangles et placez le pied du patient dans la botte
- Enroulez d'abord la sangle de l'avant-pied (A), puis la sangle de la cheville (B) et enfin la sangle du mollet (C). Coupez le reste de la bande auto-agrippante si nécessaire.

AJUSTEZ L'EXTENSION DES ORTEILS :

- Retirez la semelle inférieure, retirez l'extension des orteils en tournant la vis à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de vos doigts ou d'une pièce de monnaie. Ajustez le bout de pied à la position souhaitée, appliquez la vis à oreille, puis serrez.

POSITIONNEZ LA BARRE ANTI-ROTATION :

- Desserrez le bouton sur le côté postérieur et positionnez la barre anti-rotation au besoin. Serrez le bouton pour fixer la barre anti-rotation dans la nouvelle position.

FIXATION DE LA SEMELLE :

- Fixez la semelle en la plaçant sur le bas de la botte. La botte permet une déambulation limitée. Retirez la semelle lorsque le patient est au lit pour éviter toute contamination croisée.

UTILISATION ET ENTRETIEN:

Lavez à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincez soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge. Essuyez la coque en plastique avec un chiffon humide.

MATÉRIAUX:

Polycétone, mousse PU, polyester/fibre acrylique, tissu polyester, nylon, élastique polyester/élasthanne, ABS, EVA, acier, laiton

GARANTIE:

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter www.breg.com

MISE AU REBUT:

Veuillez mettre ce produit au rebut en conformité avec les règles locales.

ESPAÑOL

INDICACIONES DE USO:

Su función es ayudar en la prevención y el tratamiento de afecciones en las extremidades inferiores relacionadas con la inmovilidad o el trauma, incluidas las úlceras ocasionadas por presión y las contracturas de tobillo o pie. Mantiene el pie y el tobillo en una posición neutra, descarga la presión del talón y favorece la alineación adecuada de las extremidades.

USUARIOS PREVISTOS:

El usuario previsto debe ser un profesional autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones detalladas en las instrucciones de uso, además de contar con la capacidad física para seguir las.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Uso en un solo paciente. No reutilizar para varios pacientes. Si se comparte puede producirse contaminación cruzada.
- No utilice este dispositivo si presenta daños.
- No modifique el dispositivo ni lo utilice de un modo distinto al previsto. Cualquier modificación, sustitución de piezas o nuevo montaje no autorizado puede provocar ineficacia del dispositivo o lesiones.
- No utilizar en heridas abiertas.
- Retírelo después de un uso prolongado para inspeccionar la integridad de la piel y controlar signos de lesiones ocasionadas por la presión.
- La frecuencia y duración de uso deberá determinarlas un profesional sanitario.
- Si experimenta dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier reacción inusual mientras usa este producto, deje de usarlo y consulte a su profesional sanitario inmediatamente.
- No lo use mientras se ducha o se baña.
- Limpie el producto conforme a las instrucciones de lavado que se proporcionan.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Abra las correas y coloque el pie del paciente en la bota.
- Coloque primero la correa del antepié (A), luego la correa del tobillo (B) y, por último, la correa del gemelo (C). Recorte el gancho restante si fuera necesario.

AJUSTE LA EXTENSION DEL DEDO:

- Retire la suela inferior, retire la extensión del dedo girando el tornillo de mariposa en sentido antihorario utilizando los dedos o una moneda. Ajuste la extensión del dedo en la posición que desee, coloque el tornillo de mariposa y apriételo.

COLOCAR LA BARRA ANTIRROTACIÓN:

- Afloje la perilla en el lateral posterior y coloque la barra antirrotación según sea necesario. Apriete la perilla para asegurar la barra antirrotación en la nueva posición.

COLOCAR LA SUELA:

- Coloque la suela poniéndola en la parte inferior de la bota. La bota se utiliza para una deambulación limitada. Retire la suela cuando el paciente esté en cama para evitar contaminación cruzada.

USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora. Limpie la carcasa de plástico con un paño húmedo.

MATERIALES:

Policetona, espuma de poliuretano, fibra de poliéster/acrílico, tejido de poliéster, nailon, elástico de poliéster/elastano, ABS, EVA, acero, latón

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

PodusGuard is a registered trademark of Breg, Inc.
© 2025 Breg, Inc. All rights reserved.
www.Breg.com
Local: +1-760-795-5295
Fax: +1-760-795-5440
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Carlsbad, CA 92008 USA
2382 Foraday Avenue, Suite 300
AW-11.000073 Rev A 07/25

MD



PodusGuard™

